

SINCE 1965

GLOBAL LEAD

neomed[®]

미국에는 나사가 있어 우주를 개발 하였듯이 대한민국에는 네오메드가 있어 기능성관절보호대와 보건용마스크를 끊임없이 개발하여 지구촌 모든사람들의 생명을 구하고 있습니다.



Global Lead

Technology

Competitiveness

Technical Ability

neo-med

JC-91 일회용 슬바람 미세먼지 마스크 (KF94)



- Comfortable and Adjustable Nose Clip
편안한 코조절
- 94% Fine Dust Blockage
미세먼지 94% 이상 차단
- Dome Structure and Lip-non-touch
숨쉬기 편한 입술이 닿지 않는 돔구조
- 4-Layered Air Filter
4중구조 공기필터
- Heavy Metal Content-Safe
4대중금속 불검출

상품 판매 제안서

대한민국
KF94
식약처 등록 제품

평균 0.4 μ m
초미세먼지
차단
미세입자94%이상

중국 국가표준
GB/T 32610-2016
인증 획득

FITI 시험기관으로부터
SAFE
중금속 무검출 인증

neomed[®]

네오메드는 고객이 지향하는 최고 수준으로 제품을 개발하여,
고객이 인정하는 브랜드 명으로, 고객의 가치 향상을
선도하는 기업이 되겠습니다.

목차

1. 신제품 일회용 솔바람 미세먼지 마스크 (KF94) 소개
2. 미세먼지 마스크에 관한 정보
3. 미세먼지에 관한 정보
4. (주) 네오메드 소개
5. 해외 마케팅 현황



“주말도 미세먼지 '나쁨'...“마스크 챙기세요” - 조선일보
추위 대신 중국발 스모그 기승...전국 미세먼지 '나쁨' - 국민일보
마스크 꼭 챙기세요...종일 미세먼지 '비상' - SBS뉴스
“황사 없어도 마스크 챙기세요”...미세먼지 여전히 '나쁨' - 한겨레.

.
.
.

전세계 최악 수준

국민들이 우려하는 건강 1위

미세먼지로부터 안전하십니까?

(2017 환경재단 미세먼지 센터 조사 결과 기준)

생활 필수품이 된 미세먼지마스크 어차피 다 똑같은 마스크, 가격이 싼 일반 마스크를 사용해도 되지 않나요?

네오메드의 일회용 솔바람 미세먼지마스크 (KF94) 화이트는
저렴하여도 대한민국 식품의약품안전처에서 인정한 KF94입니다.
안심하시고 사용하셔도 됩니다.

1시간 외출 시

노출되는
미세먼지의 양

밀폐된 공간에서
담배연기를
1시간 24분
동안 들이마시는 것

디젤차 매연을
3시간 40분
마시는 수준

극심한미세먼지...”KF’마스크확인하고, 얼굴에 꼭 밀착”

”요샌마스크도 '생존 필수템'”...최악미세먼지에 찌푸린 출근길

마스크 꼭 써야...미세먼지, 심뇌혈관질환 등 건강악영향극심



대한민국 식약처에서 인정한
KF94 미세먼지 마스크!
일회용 솔바람 미세먼지 마스크 (KF94)

미세먼지마스크는 “의약외품”으로 구분되며
반드시 식약처허가 (KF인증) KF80
또는 KF94등급을 구매 전 확인하세요.

신상품 소개


일회용 솔바람 미세먼지 마스크 (KF94)

식약처 허가를 받은 마스크인지 꼭 확인하세요!

생활필수품으로 자리 잡은 보건용 마스크, 가장 안전하고 신뢰할 수 있는 한국 식약처를 통과하여 KF94 등급을 받은 4중 공기 필터의 일회용 솔바람 미세먼지 마스크입니다.



일회용 솔바람 미세먼지 마스크 (KF94)



01

전문성

네오메드는 마스크 제작의 전문성과 최첨단 시스템을 갖춘 자체 제조 생산업체입니다

02

정부에서 인정하는 네오메드 기업 연구소에서

네오메드 모든 제품은 연구 및 개발과 생산은 네오메드의 기업부설연구소와 자체공장에서 생산합니다.

03

네오메드 품질 보증

네오메드의 모든 상품 하나하나에 정성을 깃들게 하고, 일회용품이라도 깨끗한 작업공정을 거쳐 정성껏 생산합니다. 대한민국 식품의약품안전처의 품질인증이 그 공정을 증명합니다.

일회용 솔바람 미세먼지 마스크 (KF94)

상 품 명	일회용 솔바람 미세먼지 마스크 (KF94)	원산지	한국
판매 금액	1개 : 3,000원 1box (5개입) : 9,800원 6box (30개입) + 1box : 58,800원		
상 품 개 요	<p>① 미세먼지를 94% 이상 차단하는 대한민국 식약처에서 인정한 KF94 제품!</p> <p>② 4중 구조의 공기필터 차별화된 4중 구조의 차단시스템을 적용하여 대기 중의 미세먼지 및 황사 호흡기 질병의 감염으로부터 안전하게 보호합니다. 1) 스펀본드 PP : 두부 제조 시 사용하는 인체에 무해한 소재로 무해, 무독, 무취하며 1차적으로 먼지를 걸러 줍니다. 2) 멜트블로운 : 인체의 무해한 소재로 정전기를 발생시켜 불순물의 포집 양을 최대화하여 미세한 입자까지 차단 가능한 가장 중요한 원단으로 2차적으로 대부분 미세먼지를 걸러줍니다. 3) 스펀본드 PP : 뛰어난 촉감과 통기성이 탁월하여, 인체에 무해한 소재로 4차적으로 먼지를 걸러 줍니다. 4) 스펀본드 PE : 촉감이 우수하고 인체에 무해한 소재로 최종적으로 남은 먼지를 걸러주어 깨끗한 공기를 마실 수 있도록 도와줍니다.</p> <p>③ 3단 접이식 돔형 디자인 마스크가 입술에 닿지 않아 대화를 하거나 숨을 쉴 때 용이 합니다.</p> <p>④ 편안한 코조절 장치의 안정적인 착용 흘러내림을 방지하고 외부 오염물질의 투과를 최소화합니다.</p>		
상 품 구 성 (크기/용량/수량 등)	사이즈 : S, M, L / 구성 : 1개		

일회용 솔바람 미세먼지 마스크 (KF94)

열람용

제 2 호			
<input type="checkbox"/> 의약품 <input checked="" type="checkbox"/> 제조판매 <input checked="" type="checkbox"/> 의약외품 <input type="checkbox"/> 수입		품목허가증	
업종	의약외품	업허가번호 : (업신고번호)	1135 / (구)
제품명	일회용솔바람미세먼지마스크 (KF94)	분류번호	보건용 마스크 (32200)
원료약품(원자재) 및 분량	기허가사항과 동일	의약품분류	<input type="checkbox"/> 전통 <input type="checkbox"/> 일반 <input type="checkbox"/> 희귀 <input type="checkbox"/> 신약
성상	기허가사항과 동일		
제조방법	기허가사항과 동일		
효능 · 효과	기허가사항과 동일		
용법 · 용량	기허가사항과 동일		
사용상의 주의사항	기허가사항과 동일		
포장단위	기허가사항과 동일		
저장방법 및 사용(유효)기간	기허가사항과 동일		
기준 및 시험방법	기허가사항과 동일		
제조소	기허가사항과 동일		
허가조건	기허가사항과 동일	유효기한	

「약사법」 제31조·제42조 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제13조제1항·제20조제2항, 같은 규칙 제59조에 따라 위와 같이 허가합니다.

2018. 9. 18

부산지방식품의약품안전청장



품목기준코드 201803198

하나!

안전하고 신뢰할 수 있는 식약처 KF94 마스크

솔바람 미세먼지 마스크는
대한민국 식약처에 KF94 제조 판매 허가를 받은
의약외품 보건용 마스크입니다.

일회용 솔바람 미세먼지 마스크 (KF94)

드림!

중금속 무검출 및 중국 국가 표준 GB/T 인증 획득

일회용 솔바람 미세먼지 마스크는 FTI 시험기관으로부터
중금속 무검출을 받은 안전한 제품이며
중국 국가 표준 GB/T 32610-2016
인증을 획득하였습니다

fi*i*

의뢰자 : 주식회사 네
주소 : 부산광역시
품명 : 일단
의뢰자제시서요명 : #1
#2
#3
2018-05-15

01. 중금속 함량 : mg/kg

카드뮴 (Cd)
납 (Pb)
수은 (Hg)
크롬 VI (Cr VI)

주) · Cd, Pb, Hg : 시
· Cr VI : EPA 715

SAMPLE : #1

(홈페이지에 접속

DOCUMENT SERVICE
이 성적서는 계시된 시료에 대한
이 성적서는 FTI와 사전 서면 동
이 성적서는 KOLAS 인증과 무관함

检 验 报 告



STFWT20171989

共 3 页 第 1 页

产品名称	NEO FINE DUST MASK 3	规格型号	JC-91, M
委托单位	NEOMED CO.,LTD.	电 话	+82-51-262-6331
生产单位	NEOMED CO.,LTD.	样品等级	—
样品数量	70 只	送样日期	2017-07-04
检验类别	委托送样检验	批号/货号	30220170614
样品状态	符合检测要求		
检验依据	GB/T 32610-2016 《日常防护型口罩技术规范》		
检 验 结 论	样品经检验, 所检项目符合 GB/T32610-2016 标准规定的防护效果 C 级要求。		
备 注	本报告仅对来样负责		



批准: 陈敏 审核: 熊永伟 主检: 蔡燕文

일회용 솔바람 미세먼지 마스크 (KF94)



셋!

차별화된 4중 구조의 일회용 솔바람 미세먼지 마스크

일회용 솔바람 미세먼지 마스크는
4중 구조의 공기 필터가 적용되어 4중으로 미세먼지 및
먼지를 걸러주어 호흡기를 안전하게 보호할 수 있습니다.

신상품 소개

일회용 솔바람 미세먼지 마스크 (KF94)

넷!

외부 유해 공기를 빈틈없이 막는 디자인

입술이 닿지 않아 대화를 하거나 숨을 쉴 때
용이하며 안정적인 착용감으로
흘러내리지 않도록 방지하는
3단 접이식 돔 형태의 디자인을 적용 하였습니다.



신상품 소개

일회용 솔바람 미세먼지 마스크 (KF94)



다섯!

편안한 코조절 장치의 안정적인 착용감

코조절 장치는 흘러내림 및 김서림을 방지하고
외부 오염물질의 투과를 최소화 합니다.

일회용 솔바람 미세먼지마스크 (KF94)

일반일회용마스크



일회용 솔바람 미세먼지 마스크 (KF94)



- ① 스펠본드 PP : 두부 제조시 사용하는 인체에 무해한 소재로 무해, 무독, 무취 하며 1차적으로 먼지를 걸러줍니다.
- ② 멜트블로운 : 인체의 무해한 소재로 정전기를 발생 시켜 불순물의 포집량을 최대화하여 미세한 입자까지 차단 가능한 가장 중요한 원단으로 이차적으로 대부분의 미세먼지를 걸러줍니다.
- ③ 스펠본드 PP : 뛰어난 촉감과 통기성이 탁월하여, 인체에 무해한 소재로 3차적으로 먼지를 걸러 줍니다.
- ④ 스펠본드 PE : 촉감이 우수하고 인체에 무해한 소재로 최종적으로 남은 먼지를 걸러주어 사용자가 깨끗한 공기를 마실 수 있도록 도와 줍니다.

신상품 소개

일회용 솔바람 미세먼지 마스크 (KF94)

대한민국 정부의
R&D 지원을 통해 연구개발된
일회용 솔바람 미세먼지 마스크 (KF94)

네오메드의 일회용 솔바람 미세먼지 마스크 (KF94)는
중소기업진흥공단 지원 GMD 사업 수출 패키지 제작 지원을 받아
개발된 제품입니다.



미세먼지 마스크에 관한 정보

미세먼지 크기비교


(1 μm = 100만분의 1m)

KF94 (약 0.4 μm 크기의 미세먼지 입자를 94% 차단)


KF80 (약 0.6 μm 크기의 미세먼지 입자를 80% 이상 차단)



모래
90 μm



머리카락
50 ~70 μm



꽃가루
40 μm



미세먼지, 황사
지름 10 μm



초미세먼지
(중금속, 연소입자,
유기화합물)
2.5 μm 이하



세균
10~0.5 μm



바이러스
0.5~0.01 μm

Related Materials

일회용 솔바람 미세먼지마스크(KF94)
- Individual Pouch Packs



일회용 솔바람 미세먼지마스크(KF94)
- Inner BOX



비닐파우치 : 일회용 솔바람 미세먼지마스크 (KF94) - 1개

60 BOX : 1개씩 포장한 비닐파우치 60개 들어감

New Product Introduction


< 일회용 솔바람 미세먼지마스크(KF94) - 카톤박스 >



카톤박스 OUTER BOX
: 60개입 박스(Inner BOX) 20개 들어감
1개씩 포장된 비닐파우치 총 1,200개

20피트, 40피트 컨테이너 정보

< 일회용 솔바람 미세먼지마스크(KF94)- 컨테이너 정보 >



56.8cm X 46.2cm X 60.1cm

CBM : 0.158

Net Weight : 12.70 kgs

Gross Weight : 13.80 kgs

1) 20피트 컨테이너 사이즈

5,899(길이) X 2,348(폭) X 2,390(높이)m

Total	164 Boxes (196,800pcs)
-------	------------------------

2) 40피트 컨테이너 사이즈

12,032(길이) X 2,348(폭) X 2,390(높이)m

Total	384 Boxes (460,800pcs)
-------	------------------------

< 일회용 미세먼지 마스크는 대한민국 식약처에 KF94 제조 판매 허가서 >

열람용

제 2 호

의약품 제조판매 품목허가증
 의약외품 수입

업종	의약품	업허가번호 : (업신고번호)	1135 / (구)
제품명	일회용솔바람미세먼지마스크 (KF94)	분류번호	보건용 마스크 (32200)
원료약품(원자재) 및 분량	기허가사항과 동일	의약품분류	<input type="checkbox"/> 전문 <input type="checkbox"/> 일반 <input type="checkbox"/> 희귀 <input type="checkbox"/> 신약
성상	기허가사항과 동일		
제조방법	기허가사항과 동일		
효능 · 효과	기허가사항과 동일		
용법 · 용량	기허가사항과 동일		
사용상의 주의사항	기허가사항과 동일		
포장단위	기허가사항과 동일		
저장방법 및 사용(유효)기간	기허가사항과 동일		
기준 및 시험방법	기허가사항과 동일		
제조사	기허가사항과 동일		
허가조건	기허가사항과 동일	유효기한	

「약사법」 제31조·제42조 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제13조제1항·제20조제2항, 같은 규칙 제59조에 따라 위와 같이 허가합니다.

2018. 9. 18

부산지방식품의약품안전청장 

품목기준코드 201803198

<JC-91 일회용 솔바람 미세먼지마스크(KF94) 미국FDA등록>

U.S. Department of Health & Human Services
a A A

U.S. FOOD & DRUG
ADMINISTRATION

Follow FDA | En Español

SEARCH

Home
Food
Drugs
Medical Devices
Radiation-Emitting Products
Vaccines, Blood & Biologics
Animal & Veterinary
Cosmetics
Tobacco Products

Establishment Registration & Device Listing

[FDA Home](#)
[Medical Devices](#)
[Databases](#)

New Search
Back To Search Results

Proprietary Name:	DR. SPORTS MASK(Black); DR. SPORTS MASK(White); NEO DENTAL MASK; NEO FINE DUST MASK; NEO OUTDOOR MASK; NEO Premium Splash Resistant Mask (2-Ply)KF-AD; NEO Splash Resistant Mask (3-Ply) KF-AD
Classification Name:	FACE MASK (EXCEPT N95 RESPIRATOR) FOR GENERAL PUBLIC/HEALTHCARE PERSONNEL PER IIE GUIDANCE
Product Code:	QKR
Device Class:	Not Classified
Registered Establishment Name:	NEOMED CO., LTD.
Registered Establishment Number:	3012865799
Owner/Operator:	Neomed Co., Ltd.
Owner/Operator Number:	10053119
Establishment Operations:	Manufacturer

DR.SPORTS MASK(Black) DR.SPORTS MASK(White)

NEO FINE DUST MASK (KF94)

NEO FINE DUST MASK (KF80/94)

NEO FINE DUST MASK (KF80/94)

NEO OUTDOOR MASK

NEO Premium KF-AD

Page Last Updated: 08/10/2020

Note: If you need help accessing information in different file formats, see [Instructions for Downloading Viewers and Players.](#)

Language Assistance Available: [Español](#) | [繁體中文](#) | [Tiếng Việt](#) | [한국어](#) | [Tagalog](#) | [Русский](#) | [العربية](#) | [Kreyòl Ayisyen](#) | [Français](#) | [Polski](#) | [Português](#) | [Italiano](#) | [Deutsch](#) | [日本語](#) | [فارسی](#) | [English](#)

<네오 미세먼지마스크 JC-91 중국 GB32610-TEST REPORT >

检 验 报 告



STFWT20171986

共 4 页 第 1 页

产品名称	NEO FINE DUST MASK 2	规格型号	JC-90, M
		商 标	—
委托单位	NEOMED CO.,LTD	电 话	+82-51-262-6331
生产单位	NEOMED CO.,LTD	样品等级	—
样品数量	70 只	送样日期	2017-07-04
检验类别	委托送样检验	批号/货号	30220170615
样品状态	符合检测要求		
检验依据	GB/T 32610-2016 《日常防护型口罩技术规范》		
检 验 结 论	样品经检验, 所检项目符合 GB/T32610-2016 标准规定的防护效果 C 级要求。		
备 注	本报告仅对来样负责 		

批准:

陈 敏

审核:

姚永伟

主检:

蔡燕文

检 验 结 果

STFWT20171986

共 4 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	单 位	技 术 要 求	检 验 结 果	单 项 评 价		
1	外观要求	—	口罩表面不应有破损、油污斑渍, 变形及其他明显的缺陷。	抽取 10 个口罩, 采用目测方法检验: 口罩表面无破损、油污斑渍、变形及其他明显的缺陷。	合格		
2	吸气阻力	Pa	≤ 175	试样编号	实测值	合格	
				未预处理	1 [#]		49.4
					2 [#]		56.3
				预处理	3 [#]		53.4
				4 [#]	59.6		
3	呼气阻力	Pa	≤ 145	未预处理	5 [#]	36.8	合格
					6 [#]	35.9	
				预处理	7 [#]	34.3	
					8 [#]	36.3	
4	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力	N	≥ 20	29	合格		
5	过滤效率 (%)	—	盐性介质: I 级: ≥ 99 II 级: ≥ 95 III 级: ≥ 90 油性介质: I 级: ≥ 99 II 级: ≥ 95 III 级: ≥ 80	盐性介质: 99.6 油性介质: 99.6	合格		
6	防护效果 (%)	—	A 级: ≥ 90 B 级: ≥ 85 C 级: ≥ 75 D 级: ≥ 65 当口罩防护效果级别为 A 级, 过滤效率达到 II 级及以上; 当口罩防护效果级别为 B 级、C 级、D 级, 过滤效率达到 III 级及以上。	75.3	合格		

<일회용 미세먼지마스크 강도, 변색테스트 시험 성적서 - FITI 시험연구원>

-FITI 시험연구원-

-FITI 시험연구원-



(48732) 부산광역시 동구 중앙대로 248 번길 14
Tel : 051-463-5462-4 Fax : 051-462-8803

TEST REPORT



의뢰자 : 주식회사 네오메드
주소 : 부산광역시 사하구 장림로 196 번길 20 (장림동)
품명 : 마스크
의뢰자제시사항명 : 일회용네오미세먼지마스크 완제품

접수번호 : B286-18-00021
발급일자 : 2018-05-16
용도 : 품질관리용
쪽번호 : 1/2

2018-05-14 일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

■ 시험 결과 ■

01. 강도 (의약외품에 관한 기준 및 시험방법 [식품의약품안전처 고시 제 2017-67 호 (2017.08.07)(부칙포))

	#1
외관판정	절단되지 않음

02. 포름알데히드 (보건용 마스크의 기준 규격에 대한 가이드라인 안내서-0349-02 (2017.12.19))

	#1
	검역이 나타내는 색은 비교역이 나타내는 색보다 진하지 않다.

03. 산 및 알칼리 (보건용 마스크의 기준 규격에 대한 가이드라인 안내서-0349-02 (2017.12.19))

	#1
메틸오렌지	적색을 나타내지 않음.
페놀프탈레인	홍색을 나타내지 않음.

** 다음페이지 계속 **

FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : S1MS-WEAE-KW3S ※

(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI와 사진 서면 등의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.



(48732) 부산광역시 동구 중앙대로 248 번길 14
Tel : 051-463-5462-4 Fax : 051-462-8803

접수번호 : B286-18-00021
쪽번호 : 2/2

04. 색소 (보건용 마스크의 기준 규격에 대한 가이드라인 안내서-0349-02 (2017.12.19))

	#1
	여역이 색을 나타내지 않음.

05. 형광 (보건용 마스크의 기준 규격에 대한 가이드라인 안내서-0349-02 (2017.12.19))

	#1
	형광을 나타내지 않음.

** 시험 결과 기록 완료 **

- 시료 사진 -



e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI와 사진 서면 등의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.

<일회용 미세먼지마스크 인체에 유해한 4대 중금속 불검출 시험 성적서 - FITI 시험연구원>

-FITI 시험연구원-

-FITI 시험연구원-



(48732) 부산광역시 동구 중앙대로 248 번길 14
Tel : 051-463-5462-4 Fax : 051-462-8803



(48732) 14, Jungang-daero, 248beon-gil, Dong-gu, Busan, Korea
Tel : 051-463-5462-4 Fax : 051-462-8803

TEST REPORT

의뢰자 : 주식회사 네오메드
주소 : 부산광역시 사하구 장림로 196 번길 20 (장림동)
품명 : 원단
의뢰자제시시료명 : #1 폴리에스터 부직포
#2 스펀본드 폴리프로필렌 부직포
#3 멜트블로운 폴리프로필렌 부직포

접수번호 : B286-18-00022
발급일자 : 2018-05-21
용도 : 품질관리용
쪽번호 : 1/1

2018-05-15 일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

■ 시험 결과 ■

01. 중금속 함량 : mg/kg

	#1	#2	#3	시험방법	검출한계
카드뮴 (Cd)	5 미만	5 미만	5 미만	ICP-OES & MERCURY-ANALYZER	5
납 (Pb)	10 미만	10 미만	10 미만		10
수은 (Hg)	10 미만	10 미만	10 미만		10
크롬 VI (Cr VI)	1 미만	1 미만	1 미만	EPA 3060A : 1996	1

주) · Cd, Pb, Hg : 시료를 산분해한 후 ICP-OES(유도 결합 플라즈마-광학 발광분광기) & 수은분석기로 분석하였음.
· Cr VI : EPA 7196A : 1992 를 따라 측정하였음.

** 시험 결과 기록 완료 **

SAMPLE : #1 #2 #3

FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : ZLMU-R7TC-DVDB ※

(홈페이지 접속 후 "성적서확인" 메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 번호 여부를 확인할 수 있습니다.)

e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 XOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.

01. HEAVY METAL'S CONTENT : mg/kg

	#1	#2	#3	TEST METHOD	DETECTION LIMIT
CADMIUM(Cd)	<5	<5	<5	ICP-OES & MERCURY-ANALYZER	5
LEAD (Pb)	<10	<10	<10		10
MERCURY (Hg)	<10	<10	<10		10
CHROMIUM VI (Cr VI)	<1	<1	<1	EPA 3060A : 1996	1

NOTE) · Cd, Pb, Hg : THE SAMPLE WAS PREPARED BY THE METHOD OF ACID DIGESTION, AND THEN ANALYZED BY ICP-OES(INDUCTIVELY COUPLED PLASMA-OPTICAL EMISSION SPECTROMETER) & MERCURY-ANALYZER.

· Cr VI WAS MEASURED ACCORDING TO THE EPA 7196A METHOD.
· < = LESS THAN

** End of The Report **


SAMPLE : #1 #2 #3

e-DOCUMENT SERVICE

The test results contained in this report are limited to results on the sample(s) that is provided by client and are not necessarily indicative or representative of the qualities of the lot from which the sample(s) was taken or of all products. Results contained in this report are not based on the quality certification of sample by the FITI quality certification program unless specifically requested by the client. Further use of the results of this report is prohibited unless allowed under a separate agreement set forth in an official document that is established between the client identified on this letter and the FITI. This test report is irrelevant to KOLAS accreditation.

<일회용 미세먼지마스크 분진포집효율, 안면부 흡기저항, 누설률 시험 성적서 - KATRI 산업환경연구센터>

-KATRI 한국의료시험연구원-

				 <p>경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 19 (안양동) T : 031-596-5600 F : 031-596-5790 www.katri.re.kr</p> 
<p>신 청 자 : 주식회사 네오메드 주 소 : 부산광역시 사하구 장 제 출 처 : 식품의약품안전처 시 료 명 : 기타제품 1점 #1 : 네오미세먼지마스크</p>	<p>시 험 항</p> <p>분진포집효율(염화나트륨)</p> <p>처리 전 Test 1 Test 2 Test 3 처리 후 Test 1 Test 2 Test 3</p> <p>*주) 1. 전처리 : 온도 () 2. 평가 기준 - KF 80 : 80.0 % - KF 94 : 94 % 이 - KF 99 : 99 & 이</p> <p>분진포집효율(파라핀오일)</p> <p>처리 전 Test 1 Test 2 Test 3 처리 후 Test 1 Test 2 Test 3</p> <p>*주) 1. 전처리 : 온도 () 2. 평가 기준 - KF 94 : 94 % 이 - KF 99 : 99 & 이</p>	<p>시 험 항</p> <p>안면부 흡기저항</p> <p>처리 전 Test 1 Test 2 Test 3 처리 후 Test 1 Test 2 Test 3</p> <p>*주) 1. 전처리 : 온도 () 2. 평가 기준 - KF 80 - KF 94 - KF 99</p> <p>- 계속 -</p>	<p>시 험 항 목</p> <p>누설률 시험 (%) : 보건용 마스크의</p> <p>처리 전 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 처리 후 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5</p> <p>*주) 1. 전처리 : 온도 (38±2.5) 2. 1회차 / 2회차 / 3회차 / 3. 판정기준 : 시험대상자별</p> <p>함</p> <p>- KF 80 : 25.0 % 이하 - KF 94 : 11.0 % 이하 - KF 99 : 5.0 % 이하</p>	<p>KATRI NO : SREA18-00000171 PAGE(S) : 6 / 6</p> <p><u>IMAGE</u></p> <p>네오미세먼지마스크2</p>
<p>시 험 항 목</p> <p>성상 : 보건용 마스크의 기준 규격에 대한</p> <p>형상 : 보건용 마스크의 기준 규격에 대한</p> <p>본체 가로 세로 머리끈 길이 - 좌 - 우 폭</p>	<p>- 계속 -</p>	<p>- 계속 -</p>	<p>- 계속 -</p>	
<p>시 험 자 : 유 진 회</p> <p>비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시 2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면</p> <p>63-A-53-10 2015.07.13</p>	<p>비고 1. 이 성적서는 신 2. 이 성적서는 당</p> <p>63-A-53-10 2015.07.13</p>	<p>비고 1 2</p> <p>63-A-53-10 2015.07.13</p>	<p>비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시 2. 이 성적서는 당 시험연구원의 시</p> <p>63-A-53-10 2015.07.13</p>	<p>비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.</p> <p>63-A-53-10 2015.07.13</p> <p>210x297mm 오지 100g/㎡</p>

< JC-91 일회용 솔바람 미세먼지마스크(KF94) 출력물 >

100% MONEY BACK GUARANTEE

SINCE 1965 **WORLD CLASS NO.1 neomed**

FDA REGISTERED **CE REGISTERED** **CFDA REGISTERED** **KFDA REGISTERED** **GMP**

ISO 13485 **TUV SUD** **SGS** **INNOBIZ** **R&D Center**

안전하고 신뢰할 수 있는 식약처 KF94 마스크!

각종 먼지 (화산재, 질산염류) 꽃가루
각종 곰팡이 중금속 배기가스

일회용 솔바람 미세먼지마스크 (KF94)

대한민국 **KF94** 식약처 등록 제품
중국 국가표준 GB/T 32610-2016 인증 획득
평균 0.4μm 초미세먼지 차단
PM 시험기준으로부터 **SAFE** 중금속 무검출 인증

* Printed and designed by NEOMED CO., LTD. Design Institute. No portion of this design or product may be reproduced in any form, or by any means. Reproduction and copying shall face legal sanctions. * Print Designed Date : 19.01.15 * World famous Designer : Mr. John Yoo * Design Production Company : Neo-Med

- 벽면 출력물 -

100% MONEY BACK GUARANTEE

SINCE 1965 **WORLD CLASS NO.1 neomed**

Block off "FINE DUST" Group 1 ARC Carcinogen
NEO FINE DUST MASK SERIES

SOLBARAM FINE DUST MASK (KF94)

Disposable SOLBARAM FINE DUST MASK (KF94)

NEO FINE DUST MASK (KF80)

Block off "FINE DUST" Group 1 ARC Carcinogen
NEO FINE DUST MASK SERIES

Block 99.3% of 0.4 μm fine dust

Block 99.4% of 0.4 μm fine dust

Block 94% of 0.4 μm fine dust

Block 80% of 0.4 μm fine dust

SAFE

SAFE

SAFE

* Printed and designed by NEOMED CO., LTD. Design Institute. No portion of this design or product may be reproduced in any form, or by any means. Reproduction and copying shall face legal sanctions. * Print Designed Date : 19.01.15 * World famous Designer : Mr. John Yoo * Design Production Company : Neo-Med

100% MONEY BACK GUARANTEE

SINCE 1965 **WORLD CLASS NO.1 neomed**

Block off "FINE DUST" Group 1 ARC Carcinogen
NEO FINE DUST MASK SERIES

FINE DUST MASK (KF94)

Disposable FINE DUST MASK (KF94)

NEO FINE DUST MASK (KF80)

Block 99.4% of 0.4 μm fine dust

Block 99.5% of 0.4 μm fine dust

Block 94% of 0.4 μm fine dust

Block 80% of 0.4 μm fine dust

SAFE

SAFE


SAFE

* Printed and designed by NEOMED CO., LTD. Design Institute. No portion of this design or product may be reproduced in any form, or by any means. Reproduction and copying shall face legal sanctions. * Print Designed Date : 19.01.15 * World famous Designer : Mr. John Yoo * Design Production Company : Neo-Med

- X - 베너 -

< JC-91 일회용 솔바람 미세먼지마스크(KF94) POP >

대한민국 보건용마스크 / 방역마스크 1군 발암물질 '미세먼지' 차단
네오메드 일회용 솔바람 미세먼지마스크 (KF94)



대한민국
KF94
 식약처 등록 제품

중국 국가표준
 GB/T 32610-2016
 인증 획득

평균 0.4µm
 초미세먼지
 차 단
 미세입자99.9%이상

일회용 솔바람 미세먼지마스크 (KF94) 자사 스모킹 테스트



미국 FDA등록 제품등록번호: D411452
네오메드 일회용 솔바람 미세먼지마스크 (KF94)

1군 발암물질인 미세먼지로 부터 지켜주는
일회용 솔바람 미세먼지 마스크 (KF94) 는?



1. 4층 구조 공기 필터
 - 차별화된 4중구조의 차단시스템을 적용하여 대기중의 미세먼지 및 황사, 호흡기 질병의 감염으로 부터 안전하게 보호합니다.
2. 3단 접이식 통형 디자인
 - 마스크가 입술에 닿지 않아 대화를 하거나 숨을 쉴 때 용이합니다.
3. 편안한 코조절 장치의 안정적인 착용감
 - 흘러내림을 방지하고 외부 오염물질의 투과를 최소화합니다.


(주)네오메드



주소: 부산시 사하구 장림로 196beon-gil 20 (장림동) Website: <http://neomed1.com> E-mail: neomed.korea@gmail.com Tel: 051 262 6331-3 Fax: 051 205 6395
 본 제품과 인쇄물인 (주)네오메드의 디자인연구소에서 디자인 했으므로, 사면인가 없이 전부 혹은 일부를 복사(프린트, 마스터, 사진 및 기타) 할수 없으며, 이를 복사할 경우 법적 제재를 받게 합니다.

MADE IN KOREA

Republic of Korea Blocks off 'fine dust' Group 1 ARC Carcinogen
 Health Mask/ Quarantine Mask
NEOMED's Disposable Fine Dust Mask (KF94)



Registered
KF94
 at KFDA

Acquired
 GB/T 32610-2016
 Standards

Block 94%
 0.4 µm
 fine dust

Disposable NEO Fine Dust Mask (KF94) In-house Smoking Test



USFDA Registered Device Listing Number: D411452
NEOMED's Disposable Fine Dust Mask (KF94)

Protects against fine dust, Group 1 ARC Carcinogen
 What is the disposable **NEO Fine Dust Mask (KF94)** ?



1. 4-Layered Air Filter: The application of the distinctive quadruple blocking system safely protects everyone against fine dust and respiratory diseases present in the air.
2. Three-Fold Dome Design : Lip-non-touch Design. Ensures easy talking and breathing.
3. Adjustable Nose Clip : Non-Slip and minimizes permeation of pollutants.

neomed®



Address: 20 Janglim-ro 196beon-gil, Saha-gu, Busan, Republic of Korea Website: <http://neomed1.com> E-mail: neomed.korea@gmail.com Tel: 051 262 6331-3 Fax: 051 205 6395

MADE IN KOREA

This material is printed and designed by NEOMED Design Research Institute. No portion of this material may be reproduced in any form, or by any means (print, master, photograph and others) without written permission. reproduction and copying shall be subject to legal sanctions.

< JC-91 일회용 솔바람 미세먼지마스크(KF94) POP >

대한민국 보건용마스크 / 방역마스크 1군 발암물질 '미세먼지' 차단
네오메드 일회용 솔바람 미세먼지마스크 (KF94)

마스크에서 물이 침투하지 않고
공기순환이 잘 되는
 일회용 솔바람 미세먼지마스크 (KF94)

- 대한민국 KF94 식약처 등록 제품
- 중국 국가표준 GB/T 32610-2016 인증 획득
- 평균 0.4µm 초미세먼지 차단

미국 FDA등록 제품등록번호 : D411452
네오메드 일회용 솔바람 미세먼지마스크 (KF94)

식약처허가

타조깃털 무게 0.44g
 일회용 솔바람 미세먼지마스크 무게 5g

(주)네오메드
 주소: 부산시 사하구 장림로 196번길 20 (장림동) Website: http://neomed1.com E-mail: neomed.korea@gmail.com Tel: 051 262 6331-3 Fax: 051 205 6395
 본 제품과 인쇄물은 (주)네오메드의 디자인연구소에서 디자인 했으므로 사면인가 없이 전부 혹은 일부를 복사 (프린트, 마스크, 사진 및 기타) 할수 없으며 이를 복사할 경우 법적 제재를 받게 합니다. **MADE in KOREA**

Republic of Korea Health Mask/ Quarantine Mask
NEOMED's Disposable Fine Dust Mask (KF94)

Blocks off 'fine dust' Group 1 ARC Carcinogen

The water does not penetrate in the mask
Excellent Air circulation
 Disposable NEO Fine Dust Mask (KF94)

- Registered KF94 at KFDA
- Acquired GB/T 32610-2016 Standards
- Block 94% 0.4 µm fine dust

USFDA Registered Device Listing Number: D411452
NEOMED's Disposable Fine Dust Mask (KF94)

KF94

Ostrich feather weight 0.44g
 Disposable NEO Fine Dust Mask weight 5g

neomed®
 Address: 20 Janglim-ro 196beon-gil, Saha-gu, Busan, Rep. of Korea Website: http://neomed1.com E-mail: neomed.korea@gmail.com Tel: 051 262 6331-3 Fax: 051 205 6395
 * This product is registered with the Korean Intellectual Property Office. Unauthorized copying without written authorization shall be subject to legal sanctions. **MADE in KOREA**

< JC-91 일회용 솔바람 미세먼지마스크(KF94) 동영상 >

뷰티스쿨 배우면 예뻐진다 시즌2



- KF94_80_뷰티스쿨 배우면 예뻐진다 시즌2_4화_일회용미세먼지마스크 -

네오메드 미세먼지 마스크 종류



네오 미세먼지 마스크 (KF80)

용도:	보건용 마스크
모델명:	JC-80
색상:	블랙
분진포집효율:	평균0.6 μ m입자80%이상차단
제품유형:	일반형 (일회용)

일회용 솔바람 미세먼지 마스크 (KF94)

용도:	보건용 마스크
모델명:	JC-91
색상:	화이트
분진포집효율:	평균0.4 μ m입자94%이상차단
제품유형:	일반형 (일회용)

솔바람 미세먼지 마스크 (KF94)

용도:	보건용 마스크
모델명:	JC-94
색상:	화이트
분진포집효율:	평균0.4 μ m입자94%이상차단
제품유형:	필터교체 · 배기밸브형

(주)네오메드 소개

HISTORY




Honesty . **Sincerity** . **Unity** . **Creativity**
정직 . 성실 . 단합 . 창조

를 바탕으로 인류 건강 증진에 앞장서는
21세기 의료산업의 글로벌 건강기업으로 거듭나겠습니다.

(주)네오메드 대표이사 **유영호**

- 1965 ○ 정형외과 응급 제조사 설립 (대표 유종식)
- 1986 ○ 유신실업 개업
- 1987 ○ 서울사무소 개설
- 1994 ○ 미국디자이너 MR. Rein Haert 초청하여 'Back seat' 개발
- 1999 ○ 상호변경-네오메드 존 코퍼레이션
- 2007 ○ 의료기기 품질관리 기준 적합인증 받음 GMP 최초심사
- 2011 ○ 벤처기업 인증
- 2013 ○ 포괄양수도 법인설립 (주)네오메드 유영호 대표이사 취임
- 기업부설연구소 설립
- 기술혁신기업 이노비즈 인증
- 2014 ○ 동명대학교총장 표창장 수상
- 2015 ○ ISO13485 인증 획득
- 부산시장표창장 수상
- GSP 단체표준인증서 획득
- 수출유망중소기업 지정
- 부산시 선도기업 지정
- 산업지원부 장관 표창장 수상
- 고령친화용품산업센터 우수제품인증
- 2016 ○ 테크노파크 표창장 수상
- 고성장기업 지정
- 미국 FDA 승인
- 2017 ○ 한국식품의약품안전처 의약품 허가
- 양산부산대학교병원(중개업상시험지원센터) 교류 및 협력 체결
- 2018 ○ 의료기기 산업 발전 식약처 처장 표창장 수상
- 중소벤처기업부 장관 표창장 수상
- 부산정보산업진흥원 표창장 수상
- ISO13485 인증 획득
- GMP 단체 표준 인증서 획득
- 화장품 제조/판매업 허가
- 2019 ○ 2019 부산시 선도기업 지정
- 유럽 CE 등록

(주)네오메드 소개
조직도



(주)네오메드 제품 개발 시스템1

제품 개발은 네오메드 기업 부설연구소에서 1차 개발 기획을 하고, 영업을 주관하는 국내외 영업부를 포함한 생산기술부서와 2차 협의를 거쳐 제품의 기능 및 구조 등 사용성 검토와 가격, 형태, 컬러, 소재 등 제품 전반에 걸쳐 개발에 착수합니다.

(주)네오메드 제품 개발 시스템2

제품의 개발 제품 디자인-제품 설계-금형 설계-가공-성형-포장-완성 단계를 거치게 된다.



<네오메드 4층 연구소 및 사무실>




<네오메드 3층 작업장 및 봉제작업장>



<네오메드 3층 편집실>



<네오메드 3층 마스크실>



<네오메드 2층 자동화 마스크실>



<네오메드 2층 검사대 적재창고> 36

네오메드는 32년간 R&D 제품개발에 주력하여 대한민국 정부에서 그 공로를 인정받아

식품의약품안전처장 표창장, 산업통상자원부장관상, 부산시장상, 중소기업부표창장, 부산정보산업진흥원 표창장, 부산경제진흥원 원장상, 테크노파크 원장상, 동명대학 총장상 수상!
중소기업청에서 **고성장기업**으로 지정! 부산시를 선도하는 **선도기업**, 벤처기업, 수출유망 중소기업, 기술혁신 이노비지기업
기업부설 연구소 인정 받은 **네오메드**



무역진흥을 통한 경제발전
산업통상자원부 장관 표창장



의료기기산업 발전
식품의약품안전처장 표창장



부산광역시 지역사회 발전
부산시장 표창장



동명대학교 총장 표창장



중소벤처기업부 표창장



부산정보산업진흥원
표창장



경제 활성기여
부산테크노파크 표창



부산경제 활성화
부산경제진흥원 표창장



부산광역시 전략산업
선도기업 선정



수출유망중소기업
중소기업청장지정



생산유망기업
중소기업청장지정



의료기기 제조
품질관리 기준 적합 인증



ISO 13485 인증



FDA 승인 기업



한국 페도탁협회
3급 인증



부산대학교병원
Pusan National University Hospital
양산부산대학교병원
교류 및 협력 체결



한국고령친화협회 회원



기업부설디자인연구소



벤처기업 인증 업체



기술혁신중소기업



발명특허, 실용신안, 디자인등록 등 150여건의 지적 소유권보유




(주)네오메드 소개

기업 VISION

2000% 연속신장

중소기업 규모는 마케팅 능력 부족으로 이어져 개발제품의 신규 수요처를 확보하는데 큰 애로사항으로 작용하고 있다. 또한 안정적인 품질과 사용 경험을 우선하는 보수적인 의료기관의 특성으로 시장 개척에 오랜 기간이 소요되고 있다.

그럼에도 불구하고 네오메드는 자체적으로 첨단 의료기기와 의약외품 분야에서의 기술경쟁력과 우수한 인적자원, 국내외 해외 마케팅 능력을 갖추고 있으므로 국내에서 최고의 조직력을 자랑하는 기업이다. 12년간 2000%의 성장을 가지고 있는 것은 세계 최고의 제품을 개발할 수 있는 기술력과 마케팅 능력을 갖추고 있는 것이 큰 강점이다.






(주)네오메드 소개

기업 VISION

2000% 신규고용창출

네오메드는 자체적인 기술력과 우수한 인적자원으로
 의료기기 분야에서의 경쟁력을 갖추고 있습니다.
 끊임없는 R&D 개발은 13년간 2000% 고용창출을 하였습니다.
 국내와 해외 마케팅 능력을 갖추고 있으므로 국내에서
 최고의 조직력을 자랑하는 기업입니다.



기업 VISION

전 세계 5대양 6대 주 41개국에서 50개국 수출 목표를
이루기 위한 네오메드의 VISION

상품 하나하나 정성을 깃들게 하자

네오메드의 모든 상품 하나하나에 우리
모두의 정성을 깃들게 하자



정직하게 최선을 다하자

전 세계인의 믿음과 신뢰를 받을 수 있도록 정직
하게 최선을 다하자

제품 연구 개발에 우리의 영혼을 바치자

전 세계 오대양 육대주 50개국에 수출할 수 있도록
제품 연구개발에 우리의 영혼을 바치자

전 세계 전시회 참가

국가 전람회 명
미국 솔드레이크 시티 전시회



러시아 모스크바 의료가 전시회



아프리카 무역사절단



일본 오사카 무역상담 및 전시회



독일 GDS 전시회



독일 아웃도어 전시회



사우디 헬스케어



태국 의료가기 전시회



홍콩 선물용품 전시회



국가 전람회 명
한국 Kimes 국제병원설비의료기전시회



말레이시아 이미용의료기전시회



사우디 사우디 리아드국제의료전



상당회 시카고, 밴쿠버



한국 국제신발전시회-벡스코



한국경기 2014 G-fair



인도네시아 의료가전시회



중국 칭다오전시회



베트남 하노이 전시회



국가 전람회 명
독일 독일 아웃도어 프리드리히샤펜



미국 미국 아웃도어 솔드레이크



브라질 kbee코리아 브랜드&한류상품박람회



멕시코 멕시코 김형석 사장님 미팅



인도 인도무역사절단



중국 캔톤페어 국제무역전시회




중국 중국 사천성 청두소비재 전시회



필리핀 필리핀의료기전시회(마닐라)



러시아 러시아 모스크바 의료가전시회




중국 정저우무역상담회

중국 산둥성 위해시 전시회

식품의약품안전처, 산업통상자원부장관 표창장! 부산시 선도기업 인증!

네오메드는 효율적인 마케팅 전략과 현지화 정책으로 글로벌 의료기업으로 명성을 드높이고 있습니다.



국내



대한민국 (전국 5800여개의 의료기상사와 대학병원과 준종합병원 및 약국에 납품)

해외

- | | | | | | |
|--------|--------|---------|--------|-------|-------|
| 미국 | 영국 | 사우디아라비아 | 캐나다 | 러시아 | 중국 |
| 프랑스 | 유고슬라비아 | 슬로베니아 | 일본 | 몽골 | 칠레 |
| 이집트 | 레바논 | 베트남 | 시리아 | 이스라엘 | 인도네시아 |
| 스리랑카 | 바레인 | 모르셔스 | 요르단 | 파라과이 | 벨기에 |
| 인도 | 탄자니아 | 독일 | 카타르 | 파나마 | 오스트리아 |
| 아랍에미리트 | 모로코 | 말레이시아 | 페루 | 파라과이 | 멕시코 |
| 튀니지 | 필리핀 | 예멘 | 우즈베키스탄 | 팔레스타인 | |